

Pour l'assurance d'une hygiène maximale face au COVID19 : Choisissez la sécurité !

Le Dr. Friedrich von Rheinbaben (laboratoire d'hygiène HygCen - Allemagne), alerte sur le fait que la propagation du COVID-19 via les selles, présente de nouveaux défis pour les hôpitaux et les maisons de retraite.

Il confirme que **"La technologie de nettoyage et de désinfection des lave-bassins MEIKO est efficace contre le coronavirus !"**

NOTRE EXPERTISE

Le rapport de l'institut HygCen confronte les caractéristiques des solutions MEIKO (températures, mécanismes de lavage, détergents et temps de lavage) avec celles du coronavirus déjà connues à ce jour.

Il atteste de la sûreté du matériel MEIKO, à condition que les critères suivants soient respectés lors du nettoyage et la désinfection des ustensiles de soins contaminés.

EN PRATIQUE

- **Régler le cycle de désinfection sur une valeur A0 600 :** considérée comme efficace pour désinfecter les surfaces des virus sensibles tel que le coronavirus.
- **Ajouter un détergent alcalin au cycle de lavage :** de nombreux tests ont montré une grande efficacité des solutions détergentes alcalines à haute température (50°C ou +) dans la lutte contre les virus. Le Coronavirus entre dans cette catégorie.
- **Doseur de produit de rinçage :** le dosage du produit de rinçage est obligatoire pour une efficacité maximale.

NOS MESURES D'ACCOMPAGNEMENT



RÉGLAGE DU PROCÉDÉ DE DÉSINFECTION ⁽¹⁾⁽²⁾

Réglage sur une valeur A0 600 :
- sur site
- par téléphone **GRATUIT**



DOSEURS DÉTERGENT ⁽¹⁾

Intervention sur site pour l'installation des doseurs de détergent



PRODUITS LESSIVIELS ⁽²⁾

Chimie 100% adaptée :
- Détergent R100
- Produit de rinçage SK22E, SK22E Pomme, SK33E



RÉVISION

100% de nos techniciens disponibles au niveau national pour assurer le bon fonctionnement de votre matériel

(1) Matériel sous contrat d'entretien ou identifié maintenu - (2) Équipé de doseur détergent

► Pour les détails et tarifs de l'offre merci de contacter notre équipe.

Contactez-nous

Service Technique : 01.64.15.65.24 • sav@meiko.fr

Toute notre équipe est à votre écoute • MEIKO FRANCE • www.meiko.fr